



*CEDERROTH pirmosios pagalbos*

# PLEISTRŲ STENDAS PLUS

# Viskas, ko gali prireikti nestipriai susižeidus

2020 m. „Raudonojo taško“ dizaino apdovanojimo laimėtojas Rinkinyje daug pleistrų ir elastinių minkšto putplasčio tvarščių, todėl nereikia dažnai pildyti. Pagalba visada po ranka.

## „CEDERROTH“ PLEISTRŲ STENDAS „PLIUS“

- Skirtingo dydžio pleistrai – skirtingoms žaizdoms.
- Puikiai tinka negiliems įpjovimams ir sužeidimams tvarstyti. Patogu, nes nutikus nelaimei pirmosios pagalbos stendas visuomet paruoštas.
- Prie sienos tvirtinamas pleistrų ir elastinių minkšto putplasčio tvarščių stendas lengvai pasiekiamas, visuomet toje pačioje vietoje.
- Saugumo sumetimais pleistrų papildymų pakuotės stende yra užrakintos, kad nedingtų. Tuščias papildymų pakuotes paprasta išimti tam skirtu raktu.



*Kaip naudotis stendu, žiūrėkite vaizdo įrašą*

### CEDERROTH PLEISTRŲ STENDAS „PLIUS“

**Kodas: 51011006**

**Matmenys 20 x 31 x 16 cm**

- 1 kompl. (40 vnt.) „Salvequick“ žaizdų servetėlių (kodas 3227)
- 1 „Cederroth“ minkštas putplasčio tvarstis, mėlynas, 4,5 m (kodas 51011010)
- 1 kompl. (40 vnt.) „Salvequick“ tekstilinių pleistrų (kodas 6444)
- 1 kompl. (45 vnt.) „Salvequick“ plastikinių pleistrų (kodas 6036)
- 1 kompl. (21 vnt.) „Salvequick“ itin didelių tekstilinių pleistrų (kodas 6470)
- 1 papildymo pakuočių raktas







2020 m. „Raudonojo taško“  
dizaino apdovanojimo laimėtojas



Tvarkingai sudėta,  
todėl lengvai rasite tai, ko reikia.

Dviejų skirtingų dydžių  
„Salvequick“ tekstiliniai ir  
plastikiniai pleistrai.



Traukiant pleistrą iš stendo, pašalinama vienos pleistro pusės  
apsauginė plėvelė. Taip pleistras iš karto paruošiamas naudoti.  
Labai patogiu, nes pleistrą galite užsiklijuoti viena ranka.