



HOOLITSEGE OMA SILMADE EEST

*Cederroth EyeWash on osutunud leelise- ja happepritsmete ravis väga tõhusaks**

Töökohtades, kus esineb suur silmakahjustuste oht, näiteks ehitusplatsidel, ladudes, kaubandusköökides, tööstuses ja laborites, on silmade õigete esmaabivahendite olemasolu äärmiselt oluline.

Õiged vahendid tagavad teile suurema võimaluse oma silmanägemine päästa.

Kui silma satub söövitavat ainet, on kiire juurdepääs esmaabivahenditele ülioluline, kuna iga sekund loeb. Seetõttu peaksite tagama, et teil ja teie töökaaslastel oleks käepärast õiged vahendid.

Mis juhtub silmaga silmakahjustuse korral?

Meie silmade pH on neutraalne (pH 7). Hapetel on madal ja leelistel kõrge pH. Leeliste või hapete silmasattumisel silma pH muutub ja algab korrosioon. Silma pH kiire taastamine neutraalse pH-ni on aine söövitava reaktsiooni peatamiseks ülioluline.

Pidage meeles, et arst peab alati üle vaatama kõik silmakahjustused. Haiglasse minnes võtke silma loputamiseks kaasa mitu pudelit silmaloputuslahust. Juhul kui teil puudub juurdepääs esmaabivahenditele, kasutage leiget vett ja tassi.

Millised ained on ohtlikud?

Leeliselised ained põhjustavad 2/3 kõigist silmade söövituskahjustustest. Leelisteks on näiteks kaaliumhüdrosiid, tsemenditolm, ammoniaak, trinaatriumfosfaat, nõudepesuvahendi pulber. Leelised tungivad sügavamale silma kudedesse ja võivad

põhjustada tõsiseid nägemiskahjustusi, mis on sageli püsivad. Samuti põhjustavad happed silma väliste osadele söövitavaid vigastusi, mis on tavaliselt ravitavad. Hapete hulka kuuluvad näiteks akuhape (väävelhape), vesinikkloriidhape, fosforhape ja äädikhape.

Silmakahjustuse korral on oluline kasutada silmaloputuslahust, mis teeb enam kui lihtsalt lahjendab ja loputab välja söövitavaid aineid. Cederrothi puhverdatud silmaloputuslahust soovitavad silmaarstid[#], kuna sellel on neutraliseeriv toime.*

Kuidas puhverdatud silmaloputuslahus toimib?

Erinevalt puhverdamata silmaloputuslahusest, mis ainult lahjendab ja loputab võõrkehad välja, juhib Cederrothi boraadiga puhverdatud lahus pH aktiivselt uuesti neutraalse pH-ni. Cederrothi silmaloputuslahus toimib absorbeerijana ja taastab silma pH normaalse pH-ni tõhusamalt kui tavaline naatriumkloriidilahus.

Kui pikk on silmaloputuslahuse kõlblikkusaeg?

Cederrothi silmaloputuslahus on turul kõige pikema kõlblikkusaajaga – 4,5 aastat.

* Toime on üldiselt tugevam leelistele kui hapetele.

[#] Rihawi et al., Graefe's arch. Clin. Exp. ophtalmol. (2006) 244:845-854

CEDERROTHI SILMALOPUTUSTOOTED



Vaadake, kuidas seda kasutada videost

„Hoolitse oma silmade eest – vaadake videot, see on vaid 2 minutit pikk“.

Oma silmanägemise päästmine

1. Alustage loputamist esimesel võimalusel.

Toime on tugevaim esimestel sekunditel.

2. Loputage ohtralt.

Hoidke loputamisel silma lahti. Kasutage oma sõrmi, et hoida silma lahti.

3. Loputage pidevalt.

Loputage vähemalt 15 minutit. Kasutage mitut pudelit silmaloputuslahust või jätkake loputamist silmaloputusjaamas.

Nõuanded

Lisateabe saamiseks külastage meie silmaloputuskooli aadressil www.cederroth.com



Cederrothi silmaloputusjaam
(tootenr 721500)



Cederrothi seinakinnitus
(tootenr 7200)

**Silmaloputuslahus Cederroth
Eye Wash 2 × 500 ml**
(tootenr 725200)

Viivitamatu abi
saamiseks võtke
kaasaskantav pudel
alati kaasa.



**Cederrothi kaasaskantav
silmaloputuslahus**
(tootenr 7221)

Cederrothi vöötasku
(tootenr 720300)